



Sigurno, individualno i fleksibilno
Čišćenje parom sukladno MDR-u

Elmasteam 8 med*





Snažno



4 do 8 bar tlaka pare

Rasponi tlaka "mekano" i "jako" mogu se zasebno postaviti i spremiti između 4 i 8 bara. Tlak pare je stalno dostupan tijekom dugog vremenskog razdoblja.



Učinkovito čišćenje

Snažan učinak čišćenja i bez kondenzacije na predmetima koji se čiste zahvaljujući velikom protoku na mlaznici i suhoj pari. Dodatno, funkcija komprimiranog zraka može se aktivirati na radnoj ručici.

Čisto



MDR-komforan

Uređaji Elmasteam 8 med registrirani su kao medicinski uređaji klase I prema MDR uredbi (EU) 2017/745.



Eco modus

Ekološki način rada Eco automatski se uključuje nakon slobodno definiranog vremenskog razdoblja. Ovo ne samo da štedi energiju, već i smanjuje troškove

Inteligentno



Integrirani program za uklanjanje kamenca

Optimalno vrijeme za intervale uklanjanja kamenca određuje se na temelju postavljenih parametara vode (tvrdoća vode i sadržaj klora) i intenziteta korištenja. Elmasteam 8 med djeluje vrlo pouzdano i ima dug životni vijek.

Fleksibilno



Jednostavno punjenje

Elmasteam 8 med se puni putem fiksnog priključka za vodu, spremnika koji se može nabaviti ili otvora za punjenje. Razina punjenja se stalno prati.



Siguran i jednostavan za korištenje

Veća sigurnost korisnika zahvaljujući funkciji time-to-lock i jednostavnoj integraciji u bolnički namještaj. Praktično upravljanje putem jednog upravljačkog elementa.

Instrumenti za teške uvjete rada kao što su glodala, bušilice ili kirurški instrumenti često nisu dovoljno očišćeni od zalijepljenih čestica tijekom standardnog procesa ponovne obrade u uređaju za čišćenje i dezinfekciju.**

S uređajem za čišćenje parom Elmasteam 8 med instrumenti se mogu prethodno očistiti, pa čak i od tvrdokornih zaprljanja – kao na primjer ostatci kostiju i tkiva na glodalima, zapečeno tkivo na elektrokirurškim instrumentima - mogu se nježno ukloniti. Na taj se način vrijedni instrumenti dugo čuvaju.

Unutarnji volumen instrumenata s cjevastom osovinom može se čistiti putem Luer-Lock priključka na radnoj ručici ili pomoću seta adaptera.

** U principu, Elmasteam 8 med NE zamjenjuje obradu u uređajima za dezinfekciju. .

Razvijeni za	Bolnice (CSSD/AEMP) • Medicinske ordinacije • Stomatološke ordinacije • Zubne laboratorije
Čisti	Medicinske instrumente • proteze • implantate 
Otklanja	Ostaci tkiva i kostiju • Krv • Zubni kamenac • Alginat, gips, cement • Paste za brušenje i poliranje • Vosak • Ostatke rožnjače i kože  <p style="text-align: right;">Dijamantna svrdla prije i poslije čišćenja</p>



Generalni zastupnik



SITO-MAS d.o.o. ZAGREB

Donje svetice 40

www.sito-mas.hr

sito-mas@sito-mas.hr

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)

www.elma-ultrasonic.com

Pridržane tehničke i optičke promjene_DE_03_21

* Medicinski proizvod klase I prema Uredbi o medicinskim proizvodima MDR (EU) 2017/745.
Imajte na umu zakone koji se primjenjuju u vašoj zemlji.